

STABIGUM

CLARIFICATION STABILISATION

Dose limite d'emploi autorisée : 10 g/hL

APPLICATIONS ŒNOLOGIQUES

STABIGUM est une solution de gomme arabique filtrée et d'acide citrique.

La gomme arabique utilisée provient de gomme Kordofan, gomme issue de l'Acacia Verek, et qui présente la meilleure efficacité en tant qu'agent protecteur des solutions colloïdales.

STABIGUM est utilisée comme les solutions de gomme arabique en traitement préventif :

- des précipitations des matières colorantes instables,
- des casses cuivriques et ferriques,
- des précipitations tartriques en renfort de l'action de l'ACIDE METATARTRIQUE.

L'acide citrique permet de renforcer la protection vis à vis des casses ferriques.

MISE EN OEUVRE

L'addition de **STABIGUM** doit être effectuée sur des vins clarifiés avant la mise en bouteilles.

L'emploi d'une pompe doseuse est conseillé.

DOSE D'EMPLOI

Dose moyenne :

- 4 à 7 cL/hL de vin.

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

- Bidons de 1 L, 5 L et 22 kg

A conserver dans un local sec, bien ventilé, exempt d'odeurs, à température comprise entre 5 et 25 °C.

Une fois ouvert le produit doit être utilisé rapidement.