



DIVERS

Date 01/06/07

# TARTRATE DE CALCIUM micronisé

**Tartrate de calcium, tétrahydraté (pureté > 98%)  
Conforme au codex œnologique international**

## Dose limite d'emploi autorisée :

- 200 g/hL

## Applications œnologiques :

Le **TARTRATE DE CALCIUM micronisé** est un inducteur de la cristallisation des sels tartriques des vins : il provoque la cristallisation du tartrate de calcium et de l'hydrogénotartrate de potassium. Il permet la cristallisation de ces deux sels quand il est additionné au vin porté à une température négative. L'emploi de la crème de tartre (hydrogénotartrate de potassium) devient donc inutile.

Ce **TARTRATE DE CALCIUM micronisé** a été sélectionné pour sa granulométrie (95% < à 100 µm).

## Mise en oeuvre :

On introduit le **CALCIUM TARTRATE micronisé** quand le vin est à une température inférieure voisine de 0°C, sous léger brassage. Il est conseillé de brasser continuellement durant le temps de la stabilisation (température conseillée : -3/-4°C) pour bien suspendre les cristaux. L'emploi de certains additifs peut ralentir la vitesse de cristallisation. Si le vin est collé, il faut le soutirer avant d'utiliser le **CALCIUM TARTRATE micronisé**.

## Doses d'emploi :

Les doses habituellement utilisées varient de 100 à 200 g/hL. Un test laboratoire peut orienter la dose nécessaire à utiliser.

## Conditionnement et conservation :

En seaux de 10  
En sacs de 20 kg.

A conserver dans un endroit sec, dans un emballage hermétiquement fermé et loin de toute odeur contaminante.

L'information contenue dans cette fiche est celle dont nous disposons en l'état actuel de nos connaissances. Elle ne dispense en rien les utilisateurs de prendre leurs propres précautions et de réaliser leurs propres essais. Toute réglementation en vigueur doit être scrupuleusement observée.

**INSTITUT ŒNOLOGIQUE DE CHAMPAGNE**

ZI de Mardeuil, route de Cumières  
BP 25 - 51201 EPERNAY Cedex - FRANCE  
Tél : 03 26 51 96 00 Fax : 03 26 51 02 20  
[www.institut-oenologique.com](http://www.institut-oenologique.com)